



AUROGENE

#weservescience

PROMO
BIOLOGIA
MOLECOLARE

*Cosa Aspetti?
Risparmia ora!*

**OFFERTA VALIDA
FINO AL 31/07/2022**

**INDICA IL CODICE PROMO
NEL TUO ORDINE
E RICEVI L'OMAGGIO!**

CODICE PROMO: AU-01

Ordina un kit di estrazione di DNA o RNA abbinato al kit della linea retrotrascrizione o qPCR e riceverai in omaggio un agente decontaminante a scelta tra:



CODICE PROMO: AU-02

Ordina minimo 900 euro di prodotti (importo IVA esclusa) e riceverai un omaggio a scelta tra una microcentrifuga per spinnare, una pipetta o un vortex.



AUROGENE

#weservescience

Estrazione del DNA

Estrazione di DNA plasmidico

ZymoPURE Plasmid Miniprep Kit D4210 100 Preps	150 €
ZymoPURE II Plasmid Midiprep Kit D4200 25 Preps	220 €
ZymoPURE II Plasmid Maxiprep Kit D4203 20 Preps	340 €

Estrazione di DNA dai prodotti di PCR e/o gel

Zymoclean Gel DNA Recovery Kit D4007 50 preps	85 €
Zymoclean Gel DNA Recovery Kit D4008 200 preps	290 €
DNA Clean&Concentrator-5 D4013 50 rxn	80 €

Estrazione di DNA genomico da cellule, tessuti, liquidi biologici in soli 15 minuti.

Quick-DNA Miniprep Plus Kit D4068 50 preps	135 €
Quick-DNA Miniprep Kit D3024 50 preps	89 €
Quick-DNA Miniprep Kit D3025 250 preps	315 €

Estrazione di DNA circolante (cfDNA) da Serum, Plasma, Saliva, urine

CatchGene Catch-cfDNA Serum/Plasma 1000 Kit MC10030-1000 (30 rxn) To purify cfDNA from up to 1000 µl	230 €
CatchGene Catch-cfDNA Serum/Plasma 4000 Kit MC10030-4000 (30 rxn) To purify cfDNA from up to 4000 µl	490 €
CatchGene Catch-cfDNA urine Kit MC11030 (30 rxn) To purify cfDNA from up to 10 ml	590 €

Metilazione del DNA

Kit per la conversione bisolfito

EZ DNA Methylation-Gold Kit D5005 50 rxn	125 €
EZ DNA Methylation Kit D5001 50 rxn	125 €

Estrazione RNA

Metodo a colonna senza fenolo

Quick-RNA Miniprep Kit R1054 50 preps	185 €
CatchGene One Cell RNA Kit MR14050 50 preps Total RNA from single cell.	298 €
CatchGene Cell/Exosome miRNA Kit MR13050 50 preps	280 €
CatchGene Tissue miRNA Kit MR22050 50 preps	320 €
Quick-cfRNA Serum & Plasma Kit R1059 50 preps	316 €

Per campioni contenenti fenolo

Direct-zol RNA MicroPrep R2060 50 preps	175 €
Direct-zol RNA MiniPrep R2050 50 preps	175 €
TRI Reagent R2050-1-50 50 ml	68 €
TRI Reagent R2050-1-200 200 ml	205 €
DNA/RNA chield R1100-50 50 ml	75 €

Retrotrascrizione di RNA

Sintesi fast di cDNA

SensiFAST cDNA Synthesis Kit BIO-65053 50 rxn	165 €
SensiFAST cDNA Synthesis Kit BIO-65054 250 rxn	445 €

SensiFAST cDNA Synthesis Kit contiene il buffer con esameri e oligodT.

Sintesi fast di cDNA ad alte temperature

OptiFast cDNA Synthesis Kit OP-5025-25 25 rxns x 20 µL o 50 rxns x 10 µl	135 €
OptiFast cDNA Synthesis Kit OP-5025 100 rxns x 20 µL o 200 rxns x 10 µl	425 €

OptiFast cDNA Synthesis Kit agisce ad elevate temperature (>55°) aumentando la specificità di retrotrascrizione. Entrambi i kit contengono l'inibitore delle RNasi, che previene la degradazione dell'RNA.

Amplificazione del DNA

Standard PCR

Taq DNA Polymerase **G009** 1000 unità **59 €**

BIOTAQ DNA polymerase **BIO-21060** 2500 unità **220 €**
Buffer NH4 10x e 50 mM MgCl2 a parte

Fast PCR

MyTaq DNA polymerase **BIO-21105** 500 unità **85 €**
Contiene dNTPs, MgCl2, enhancer

MyTaq HS* DNA polymerase **BIO-21111** 250 unità **105 €**
Contiene dNTPs, MgCl2, enhancer

* La versione (HS) Hot Start di MyTaq contiene gli anticorpi che prevengono la polimerasi dall'attivazione a temperatura ambiente.

Long and High-Fidelity PCR

MegaFI Fidelity DNA Polimerasi **G896** 400 rxn **250 €**

MegaFI Fidelity 2 x MasterMix **G897** 800 rxn (10 ml) **350 €**

La polimerasi MegaFI è adatta per l'amplificazione di frammenti lunghi con un tasso di fedeltà di 1300 x

Direct PCR

My Taq Extract-PCR Kit **BIO-21126** 100 rxn **115 €**

My Taq Extract-PCR Kit **BIO-21127** 500 rxn **385 €**

Ideale per la genotipizzazione dei topi, grazie alla possibilità di amplificare il DNA direttamente dai tessuti

Mastermix Fast Two-Step qPCR

SYBR

SensiFAST SYBR Hi-ROX*kit **215 €**
BIO-92005 5 ml

SensiFAST SYBR Hi-ROX*kit **665 €**
BIO-92020 20 ml

Compatibile con: ABI 7000, 7300, 7700, 7900, 7900HT, Step-One, Step-One Plus

PROBE

SensiFAST Probe Hi-ROX*kit **215 €**
BIO-82005 5 ml

SensiFAST Probe Hi-ROX*kit **665 €**
BIO-82020 20 ml

SensiFAST SYBR Lo-ROX*kit **215 €**
BIO-94005 5 ml

SensiFAST SYBR Lo-ROX*kit **665 €**
BIO-94020 20 ml

Compatibile con: QuantStudio 3, 5, 6, 7, 12K FLEX, ABI 7500, 7500 FAST, ViiA7, Agilent MX4000P, MX3000P, MX 3005P

SensiFAST Probe Lo-ROX*kit **215 €**
BIO-84005 5 ml

SensiFAST Probe Lo-ROX*kit **665 €**
BIO-84020 20 ml

SensiFAST SYBR No-ROX*kit **215 €**
BIO-98005 5 ml

SensiFAST SYBR No-ROX*kit **665 €**
BIO-98020 20 ml

Compatibile con: Illumina Eco, Qiagen Rotor-Gene Q, 3000, 6000 Bio-Rad Opticon, Opticon2, Chromo4, Mini, CFX96, 384 - Roche Lightcycler, 480 - Eppendorf Mastercycler ep realplex, ep realplex 25 - Techno Quantica. Azure Cielo3, cielo6, Bioer Linegene and Quantgene.

SensiFAST Probe No-ROX*kit **215 €**
BIO-86005 5 ml

SensiFAST Probe No-ROX*kit **665 €**
BIO-86020 20 ml

* ROX è un colorante fluorescente inerte che può essere aggiunto alla master mix di qPCR per normalizzare il segnale di fluorescenza emesso dai campioni e per migliorare la qualità dei dati finali. I macchinari di marchi diversi possono richiedere alte (Hi-ROX) o basse (Lo-ROX) concentrazioni di ROX o nessuna presenza del colorante (No-ROX).

Reagenti per PCR ed elettroforesi

Nucleotidi

dNTP Mix BIO-39028 50 μmol (1 x 500 μl)	80 €
dNTP Mix BIO-39029 200 μmol (4 x 500 μl)	260 €
dNTP Set G050 4 x 250 μl (100 mM each)	110 €

Agarosio, coloranti e buffer

Agarose D1 LOW EEO AU1103 500 g	170 €
Colorante acidi nucleici SafeView G108 1 ml	32 €
GelRed Nucleic Acid Gel Stain 41003 10.000 x 0.5 ml	95 €
TAE buffer (50x) A4686.1000 1 L	53 €
TBE buffer (10x) A3945.1000 1 L	35 €

I coloranti che offriamo sono sicuri e non tossici a differenza del bromuro di etidio comunemente usato nei laboratori.

Marcatori di peso molecolare di DNA

100bp Plus Opti-DNA Marker G193 500 μl /100 loads	49 €
1kb Plus Opti-DNA Marker G248 500 μl /100 loads	49 €

Agenti decontaminanti

RNase-ExitusPlus™ per rimuovere RNasi A7153.0500 500 ml	42 €
DNA/RNA - ExitusPlus™ IF per rimuovere RNA/DNA A7409.0500 500 ml	42 €

Le contaminazioni da parte di RNasi, RNA o DNA possono seriamente compromettere i risultati delle tue analisi. Usa i nostri agenti decontaminanti per garantire la massima accuratezza nel tuo laboratorio!

PER INFO E ORDINI
info@aurogene.eu

RICHIESTE DI NATURA TECNICA
technical@aurogene.eu
0698185510

PER RICHIESTE QUOTAZIONI
info@aurogene.eu